

ЦИНК 5-Br-PAPS

Zinc 5-Br-PAPS

Каталог. №: 507240

Дата випуску інструкції: 2021-06-24
Версія 05



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №:	Склад	
507201B	1 x 1 л (L)	Одиночний реагент
507240	5 x 25 мл (mL)	Одиночний реагент
587911	5 x 50 мл (mL)	Одиночний реагент
50446917	5 x 50 мл (mL)	Одиночний реагент
5A0848	5 x 20 мл (mL)	Одиночний реагент
5T1048	5 x 20 мл (mL)	Одиночний реагент
5K0745	5 x 50 мл (mL)	Одиночний реагент
5E1848	5 x 20 мл (mL)	Одиночний реагент

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Діагностичний реагент для кількісного in vitro визначення цинку в сироватці, плазмі або сечі людини на фотометричних системах.

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Цинк бере участь у багатьох ферментативних реакціях на молекулярному рівні. Він відіграє важливу роль у синтезі ДНК і РНК і надає чітко посилюючий вплив на імунну систему. Іншою важливою функцією цинку є його залучення в клітинну захисну функцію проти вільних радикалів і реактивних кисневих сполук.

Причинами дефіциту цинку можуть бути - серед інших - недоїдання, мальабсорбція, захворювання тонкої кишки, алкоголізм, цукровий діабет, ревматичні розлади, гострі та хронічні інфекції або хронічні захворювання печінки.

ПРИНЦИП ТЕСТУ

Цинк утворює червоний хілатний комплекс з 2-(5-бromo-2-піріділазо)-5-(N-пропіл-N-сульфо-пропіламіно)-фенол. Збільшення поглинання цього комплексу пропорційне концентрації загального цинку в зразку.

СКЛАД РЕАГЕНТІВ

СКЛАДНИКИ

Буфер бікарбонату, рН 9.4
5-Br-PAPS
Цитрат натрію
Диметилглюксим
Детергент

КОНЦЕНТРАЦІЯ

200 ммоль/л (mmol/L)
0.02 ммоль/л (mmol/L)
170 ммоль/л (mmol/L)
4 ммоль/л (mmol/L)
1%

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ

- Стандарт або калібратор, наприклад:

Кат. №:	Назва	Вміст
507263SV	Цинк Стандарт	Мл (mL)

- Контролі, наприклад:

Кат. №:	Назва	Вміст	Опис
D98481	Diacon N	12 x 5 мл (mL)	Контроль норма
D11481	Diacon N	5 x 5 мл (mL)	Контроль норма
D98481SV	Diacon N	1 x 5 мл (mL)	Контроль норма
D98482	Diacon P	12 x 5 мл (mL)	Контроль патологія
D11482	Diacon P	5 x 5 мл (mL)	Контроль патологія
D98482SV	Diacon P	1 x 5 мл (mL)	Контроль патологія

- Розчин NaCl 9 г/л
- Фотометричний пристрій з 500 – 600 фільтром.
- Загальне лабораторне обладнання

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

Реагенти готові до використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Умови: Зберігати при 18- 22°C (°C). Захищати від світла.
Закривати одразу після використання.

Стабільність: 30 днів після першого відкриття контейнера.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Тільки для діагностичного використання in vitro.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки та дотримуйтесь необхідних запобіжних заходів при використанні лабораторних реагентів.
- Для цілей діагностики результати завжди слід оцінювати з даними хвороби, клінічними оглядами та іншими даними.
- Тільки для професійного використання!

ЗАБІР ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА

Використовуйте сироватку, плазму або сечу.

Не використовуйте плазму EDTA, це призводить до неправильних значень!

СТАНДАРТ

(потрібно замовляти окремо)

Концентрація 200 мкг/дл (µg/dL) (30.6 мкмоль/л (µmol/L))

Зберігання При 18-22°C (°C)

Стабільність До закінчення терміну придатності

Уникайте забруднення! Закривайте негайно після використання! Захищайте від світла!

РУЧНА ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

Доведіть реагенти та зразки до кімнатної температури.

Внесіть в тестові трубки:	Бланк	Стандарт	Зразок
Реагент	1000 мкл (µL)	1000 мкл (µL)	1000 мкл (µL)
Зразок	-	-	50 мкл (µL)
Стандарт	-	50 мкл (µL)	-
Дист. вода	50 мкл (µL)	-	-

Перемішайте та інкубуйте 8 хвилин при температурі 25°C (°C) або протягом 5 хвилин при температурі 37°C (°C). Виміряйте абсорбцію стандарту та зразка при 560 нм (nm) до бланк-реагенту.

АВТОМАТИЗАЦІЯ

За запитом можуть бути виготовлені спеціальні адаптери для автоматизованих аналізаторів.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Обчислення

$$\text{Zinc } [\mu\text{g/dL}] = \frac{\Delta A \text{ Sample}}{\Delta A \text{ Standard}} \times \text{conc. of Standard } [\mu\text{g/dL}]$$

Перетворення Одиниць

Цинк (мкг/дл (µg/dL)) x 0.153 = Цинк (мкмоль/л (µmol/L))

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КАЛІБРУВАННЯ

Можна використовувати всі контрольні сироватки із значеннями Цинку, визначеними цим способом.

Ми рекомендуємо контрольні сироватки Діалаб **Diacon N** (контрольна сироватка з значеннями в нормальному діапазоні) та **Diacon P** (контрольна сироватка з значеннями в патологічному діапазоні).

Кожна лабораторія повинна встановити коригувальні дії у випадку відхилень у відновленні контролю.

Калібрування

Аналіз вимагає використання Стандарту Цинку або Калібратора Цинку.

Ми рекомендуємо **Стандарт Цинку** від Діалаб.

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точність та достовірність

КВ ≤ 2% для точності в аналізі та між аналізами.

Аналітична чутливість

Межа виявлення: 2.9 мкг/дл (µg/dL) (0.444 мкмоль/л (µmol/L))

Лінійність та діапазон вимірювання

Тест був розроблений для визначення концентрації цинку в діапазоні вимірювань від 2.9 до 500 мкг/дл (µg/dL) (0.444 – 76.5 мкмоль/л (µmol/L)).

Якщо значення перевищують цей діапазон, зразки слід розбавити 1 + 1 розчином NaCl (9 г/дл (g/dL)) і результат помножити на 2.

Аналітична специфічність

Жодних інтерференцій не спостерігалося до:

Білірубін	≤15 мг/дл (mg/dL)
Гемоглобін	≤160 мг/дл (mg/dL)
Тригліцериди	≤1000 мг/дл (mg/dL)

Клінічні показники

Порівняння методу із затвердженою системою з використанням 66 зразків пацієнтів дало такі результати: $y = 0.9663x + 2.6613$, $r = 0.9911$.

Випробування проводились на приладах Hitachi 717 Roche або CA-800.

ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ

Призначене значення стандарту було зроблено простежуваним до ICP-SFMS.

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ

Сироватка/плазма:		мкг/дл (µg/dL)	мкмоль/л (µmol/L)
<4 місяців		65 - 137	10 - 21
4 - 12 місяців		65 - 130	10 - 20
1 - 5 років		65 - 118	10 - 18
6 - 9 років		78 - 105	12 - 16
10 - 13 років	чоловіки	78 - 98	12 - 15
	жінки	78 - 118	12 - 18
14 - 19 років	чоловіки	65 - 118	10 - 18
	жінки	59 - 98	9 - 15
Дорослі:		46 - 150	7 - 23
Сеча:	150 - 800	мг/24год	Добова сеча
	15 - 120	мкг/дл (µg/dL)	Спонтанна сеча

Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановлювала свій власний діапазон норми.

ОБМЕЖЕННЯ

Н/В.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

Dialab GmbH Production und
Vertrieb von chemisch-technischen
Produkten und Laborinstrumenten
IZ NOE Sued,
Hondastrasse, Obj. M55,
2351 Wiener Neudorf, Austria
Phone: +43 (0) 2236 660910-0,
Fax: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at

Діалаб GmbH
Виробництво та продаж
хіміко-технічної продукції
та лабораторних приладів в
ІЗ НОЕ-Зюд,
Хондастрас, Обджект М55,
2351 Вінер-Нойдорф, Австрія
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, будинок 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +38 (0342) 775 122
www.diameb.ua

