

## КАЛІБРАТОР ЛПНЩ (Калібратор Холестерину ЛПНЩ)

### F03711SV, LDL Calibrator

Кат. № : F03711SV  
Виробник : Dialab (Австрія)

Методика від 19-08-2015  
Версія 02



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

**Ліофілізований калібратор людського походження для використання в тестах з метою кількісного *in vitro* визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності (LDL-C) на фотометричних системах**

Кат. №           Склад:  
F03711SV       1 x 3 мл       Одиночний флакон  
F03711VSV     1 x 3 мл       Одиночний флакон без етикетки (OEM)

Додатково пропонуються:

F03100       5 x 100 мл     LDL-C DIRECT Реагент  
F03115       5 x 50 мл      LDL-C DIRECT Реагент

#### СКЛАД КАЛІБРАТОРА

Холестерин ЛПНЩ в матриці на основі людської сироватки  
нереактивні стабілізатори  
консерванти

#### ПІДГОТОВКА КАЛІБРАТОРА

1. Відкрити флакон дуже обережно, уникаючи будь-яких втрат ліофілізованого матеріалу.
2. Додати точно 1 мл дистильованої води (неточне відновлення контролю і помилка в методиці проведення аналізу можуть привести до помилкових результатів).
3. Закрити флакон ретельно і дати настоятися протягом 30 хвилин.
4. Повністю розчинити вміст періодичним обережним перемішуванням, уникаючи утворення піни.
5. Не трясти!

#### СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ КАЛІБРАТОРА

Зберігання:           При температурі 2-8 °С  
Стабільність:       До закінчення терміну придатності, щільно закритим

Стабільність після відновлення:  
7 днів               при 2-10 °С  
30 днів              при -20 °С

ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

ЗАМОРОЖУВАТИ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ!

Не використовуйте продукт, якщо є видимі ознаки росту мікробів у флаконі.

Якщо неправильно поводитися і/або зберігати калібратор, це може вплинути на результати.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Попередження:
  - H317: Може викликати алергічну реакцію.
  - P261: Уникати вдихання пилу/випаровувань/газу/парів.
  - P280: Носити захисні рукавички/одяг/захист очей/захист обличчя.
  - P303+P361+P353: При потрапленні на шкіру (волосся): Зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру з водою.
  - P333+P313: При подразненні шкіри: звернутись до лікаря.
2. Кожен зразок донорської крові, призначений для використання у виробництві Dialab LDL калібратора, був протестований на HbsAg, анти-HGV і анти-ВІЛ 1 та ВІЛ 2, відповідними FDA випробуваннями. Оскільки жоден тест не може гарантувати, що продукти, отримані з крові людини, не містять вірус ВІЛ-1/2 і гепатит В і гепатит С, цей матеріал, і всі зразки пацієнтів слід вважати такими, що можуть передавати інфекційні захворювання.

#### ДАНІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

	LDL-C
Значення:	112 мг/дл
Партія:	DH237

#### УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Посилатися на місцеві легальні вимоги по знищенню відходів.



#### ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

ТОВ «ДІАМЕБ»  
вул.Чорновола, 97  
м. Івано-Франківськ, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)

